

SYNLAB DIAGNOSTICOS GLOBALES, S.A. (Unipersonal)

Dirección/ Address: C/ Verge de Guadalupe,18; 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona)

Norma de referencia/ Reference Standard: **UNE-EN ISO/IEC 17025:2017**

Actividad/ Activity: **Ensayo/ Test**

Acreditación/ Accreditation nº: **1169/LE2347**

Fecha de entrada en vigor/ Coming into effect: 02/12/2016

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN/ SCHEDULE OF ACCREDITATION

(Rev/Ed 7 fecha / Date 13/11/2020)

Categoría 0 (Ensayos en las instalaciones del laboratorio)

Category 0 (Tests performed at permanent laboratory)

Ensayos Toxicológicos

Toxicological tests

PRODUCTO/ MATERIAL A ENSAYAR PRODUCTS/MATERIALS TESTED	ENSAYO TYPE OF TEST	NORMA/ PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE																														
Orina <i>Urine</i>	<p>Determinación cuantitativa de sustancias de abuso mediante cromatografía líquida ultrarrápida de alta resolución con detección de espectrometría de masas en tándem: <i>Quantitative determination of substances of abuse through ultrafast high performance liquid chromatography with tandem mass spectrometry detection</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sustancia/ Substance</th> <th>LOQ ng/mL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Morfina/ Morphine</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Codeína/ Codeine</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>6-MAM (6-monoacetil morfina)/ 6-MAM (6-monoacetyl morphine)</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Anfetamina/ Amphetamine</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Metanfetamina/ Methamphetamine</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>3,4-MDA (3,4-metilendioxfanfetamina)/ 3,4-MDA (3,4-methylenedioxyamphetamine)</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>3,4-MDMA (3,4-metilendioximetanfetamina)/ 3,4-MDMA (3,4-methylenedioxymethamphetamine)</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>3,4-MDEA (3,4-metilendioxiethylamfetamina)/ 3,4-MDEA (3,4-methylenedioxyethylamphetamine)</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Cocaína/ Cocaine</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Benzoilecgonina/ Benzoylcegonine</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Metadona/ Methadone</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Ketamina/ Ketamine</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>LSD (dietilamida del ácido lisérgico)/ LSD (Lysergic Acid Diethylamide)</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>11-nor-carboxi-delta-9- THC (11-nor-carboxi-d9-tetrahidrocannabinol)/ 11-nor-carboxi-delta-9- THC (11-nor-carboxi-d9-tetrahydrocannabinol)</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>	Sustancia/ Substance	LOQ ng/mL	Morfina/ Morphine	25	Codeína/ Codeine	25	6-MAM (6-monoacetil morfina)/ 6-MAM (6-monoacetyl morphine)	10	Anfetamina/ Amphetamine	25	Metanfetamina/ Methamphetamine	25	3,4-MDA (3,4-metilendioxfanfetamina)/ 3,4-MDA (3,4-methylenedioxyamphetamine)	25	3,4-MDMA (3,4-metilendioximetanfetamina)/ 3,4-MDMA (3,4-methylenedioxymethamphetamine)	25	3,4-MDEA (3,4-metilendioxiethylamfetamina)/ 3,4-MDEA (3,4-methylenedioxyethylamphetamine)	25	Cocaína/ Cocaine	25	Benzoilecgonina/ Benzoylcegonine	25	Metadona/ Methadone	25	Ketamina/ Ketamine	25	LSD (dietilamida del ácido lisérgico)/ LSD (Lysergic Acid Diethylamide)	5	11-nor-carboxi-delta-9- THC (11-nor-carboxi-d9-tetrahidrocannabinol)/ 11-nor-carboxi-delta-9- THC (11-nor-carboxi-d9-tetrahydrocannabinol)	10	<p>Procedimiento interno Internal procedure LCMS-0002 Rev. 8 LCMS-0009 Rev. 8</p>
Sustancia/ Substance	LOQ ng/mL																															
Morfina/ Morphine	25																															
Codeína/ Codeine	25																															
6-MAM (6-monoacetil morfina)/ 6-MAM (6-monoacetyl morphine)	10																															
Anfetamina/ Amphetamine	25																															
Metanfetamina/ Methamphetamine	25																															
3,4-MDA (3,4-metilendioxfanfetamina)/ 3,4-MDA (3,4-methylenedioxyamphetamine)	25																															
3,4-MDMA (3,4-metilendioximetanfetamina)/ 3,4-MDMA (3,4-methylenedioxymethamphetamine)	25																															
3,4-MDEA (3,4-metilendioxiethylamfetamina)/ 3,4-MDEA (3,4-methylenedioxyethylamphetamine)	25																															
Cocaína/ Cocaine	25																															
Benzoilecgonina/ Benzoylcegonine	25																															
Metadona/ Methadone	25																															
Ketamina/ Ketamine	25																															
LSD (dietilamida del ácido lisérgico)/ LSD (Lysergic Acid Diethylamide)	5																															
11-nor-carboxi-delta-9- THC (11-nor-carboxi-d9-tetrahidrocannabinol)/ 11-nor-carboxi-delta-9- THC (11-nor-carboxi-d9-tetrahydrocannabinol)	10																															

ENAC is signatory of the Multilateral Recognition Agreements established by the European and International organizations of Accreditation Bodies EA, ILAC and IAF. For more information www.enac.es

ENAC es firmante de los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo establecidos en el seno de la European co-operation for Accreditation (EA) y de las organizaciones internacionales de organismos de acreditación, ILAC y IAF (www.enac.es)

The present technical annex is subject to possible modifications. The validity status of the accreditation can be confirmed in www.enac.es

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.

Su vigencia puede confirmarse en <https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic **aquí**

PRODUCTO/ MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCTS/MATERIALS TESTED</i>	ENSAYO TYPE OF TEST	NORMA/ PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE																														
Orina <i>Urine</i>	Determinación cuantitativa de sustancias de abuso mediante cromatografía líquida ultrarrápida de alta resolución con detección de espectrometría de masas en tándem: <i>Quantitative determination of substances of abuse through ultrafast high performance liquid chromatography with tandem mass spectrometry detection</i> <table border="1" data-bbox="416 607 1150 1111"> <thead> <tr> <th data-bbox="416 607 1018 674">Sustancia/ Substance</th> <th data-bbox="1018 607 1150 674">LOQ ng/mL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td data-bbox="416 674 1018 703">Alprazolam/ Alprazolam</td><td data-bbox="1018 674 1150 703">25</td></tr> <tr><td data-bbox="416 703 1018 732">Lorazepam/ Lorazepam</td><td data-bbox="1018 703 1150 732">25</td></tr> <tr><td data-bbox="416 732 1018 761">Oxazepam/ Oxazepam</td><td data-bbox="1018 732 1150 761">25</td></tr> <tr><td data-bbox="416 761 1018 790">Nordiazepam/ Nordiazepam</td><td data-bbox="1018 761 1150 790">25</td></tr> <tr><td data-bbox="416 790 1018 819">Diazepam/ Diazepam</td><td data-bbox="1018 790 1150 819">25</td></tr> <tr><td data-bbox="416 819 1018 848">Tramadol/ Tramadol</td><td data-bbox="1018 819 1150 848">25</td></tr> <tr><td data-bbox="416 848 1018 878">Cocaetilo/ Cocaethyl</td><td data-bbox="1018 848 1150 878">25</td></tr> <tr><td data-bbox="416 878 1018 907">Fenciclidina/ Phencyclidine</td><td data-bbox="1018 878 1150 907">25</td></tr> <tr><td data-bbox="416 907 1018 936">Dextropropoxifeno/ Dextropropoxyphene</td><td data-bbox="1018 907 1150 936">25</td></tr> <tr><td data-bbox="416 936 1018 965">7-aminoclonazepam/7-aminoclonazepam</td><td data-bbox="1018 936 1150 965">25</td></tr> <tr><td data-bbox="416 965 1018 994">7-aminoflunitrazepam/7-aminoflunitrazepam</td><td data-bbox="1018 965 1150 994">25</td></tr> <tr><td data-bbox="416 994 1018 1023">Amitriptilina/ Amitriptyline</td><td data-bbox="1018 994 1150 1023">25</td></tr> <tr><td data-bbox="416 1023 1018 1052">Zolpidem/ Zolpidem</td><td data-bbox="1018 1023 1150 1052">25</td></tr> <tr><td data-bbox="416 1052 1018 1081">Difenhidramina/ Diphenylhydramine</td><td data-bbox="1018 1052 1150 1081">25</td></tr> </tbody> </table>	Sustancia/ Substance	LOQ ng/mL	Alprazolam/ Alprazolam	25	Lorazepam/ Lorazepam	25	Oxazepam/ Oxazepam	25	Nordiazepam/ Nordiazepam	25	Diazepam/ Diazepam	25	Tramadol/ Tramadol	25	Cocaetilo/ Cocaethyl	25	Fenciclidina/ Phencyclidine	25	Dextropropoxifeno/ Dextropropoxyphene	25	7-aminoclonazepam/7-aminoclonazepam	25	7-aminoflunitrazepam/7-aminoflunitrazepam	25	Amitriptilina/ Amitriptyline	25	Zolpidem/ Zolpidem	25	Difenhidramina/ Diphenylhydramine	25	Procedimiento interno <i>Internal Procedure</i> LCMS-0002 Rev. 8 LCMS-0009 Rev. 8
Sustancia/ Substance	LOQ ng/mL																															
Alprazolam/ Alprazolam	25																															
Lorazepam/ Lorazepam	25																															
Oxazepam/ Oxazepam	25																															
Nordiazepam/ Nordiazepam	25																															
Diazepam/ Diazepam	25																															
Tramadol/ Tramadol	25																															
Cocaetilo/ Cocaethyl	25																															
Fenciclidina/ Phencyclidine	25																															
Dextropropoxifeno/ Dextropropoxyphene	25																															
7-aminoclonazepam/7-aminoclonazepam	25																															
7-aminoflunitrazepam/7-aminoflunitrazepam	25																															
Amitriptilina/ Amitriptyline	25																															
Zolpidem/ Zolpidem	25																															
Difenhidramina/ Diphenylhydramine	25																															

PRODUCTO/ MATERIAL A ENSAYAR PRODUCTS/MATERIALS TESTED	ENSAYO TYPE OF TEST	NORMA/ PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE																																																																																													
Saliva (directa o saliva en tampón) Sangre total <i>Saliva (direct or saliva in buffer)</i> <i>Blood</i>	Determinación cuantitativa de sustancias de abuso mediante cromatografía líquida ultrarrápida de alta resolución con detección de espectrometría de masas en tándem <i>Quantitative determination of substances of abuse through ultrafast high performance liquid chromatography with tandem mass spectrometry detection</i> <table border="1" data-bbox="408 618 1185 1930"> <thead> <tr> <th data-bbox="408 618 879 757">Sustancia/Substance</th> <th data-bbox="882 618 975 757">LOQ ng/mL (SALIVA)/ (Saliva)</th> <th data-bbox="978 618 1185 757">LOQ ng/mL (SANGRE)/ (blood)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Morfina/ <i>Morphine</i></td><td>2</td><td>2</td></tr> <tr><td>Codeína/ <i>Codeine</i></td><td>5</td><td>5</td></tr> <tr><td>6-MAM (6-monoacetil morfina)/ <i>6-MAM (6-monoacetyl morphine)</i></td><td>2</td><td>2</td></tr> <tr><td>Heroína/ <i>Heroin</i></td><td>5</td><td>5</td></tr> <tr><td>Anfetamina/ <i>Amphetamine</i></td><td>15</td><td>15</td></tr> <tr><td>Metanfetamina/ <i>Methamphetamine</i></td><td>15</td><td>15</td></tr> <tr><td>3,4-MDA (3,4-metilendioxfanfetamina)/ 3,4- <i>MDA (3,4- Methyleneoxyamphetamine)</i></td><td>15</td><td>15</td></tr> <tr><td>3,4-MDMA (3,4- metilendioximetanfetamina)/ 3,4-MDEA <i>(3,4- methylenedioxyamphetamine)</i></td><td>15</td><td>15</td></tr> <tr><td>3,4-MDEA (3,4-metilendioxi-etilamfetamina)/ <i>3,4-MDEA (3,4- methylenedioxyethylamphetamine)</i></td><td>15</td><td>15</td></tr> <tr><td>Cocaína/ <i>Cocaine</i></td><td>8</td><td>8</td></tr> <tr><td>Benzoilecgonina/ <i>Benzoylecgonine</i></td><td>8</td><td>8</td></tr> <tr><td>Metadona/ <i>Methadone</i></td><td>10</td><td>10</td></tr> <tr><td>Ketamina/ <i>Ketamine</i></td><td>2</td><td>2</td></tr> <tr><td>LSD (dietilamida del ácido lisérgico)/ <i>LSD</i> <i>(Lysergic Acid Diethylamide)</i></td><td>2</td><td>2</td></tr> <tr><td>d9-THC (d9-tetrahidrocannabinol)/ <i>d9-THC</i> <i>(d9-tetrahydrocannabinol)</i></td><td>2</td><td>2</td></tr> <tr><td>7-amino-flunitrazepam/ <i>7-amino- flunitrazepam</i></td><td>5</td><td>5</td></tr> <tr><td>7-amino-clonazepam/ <i>7-amino-clonazepam</i></td><td>5</td><td>5</td></tr> <tr><td>Alprazolam/ <i>Alprazolam</i></td><td>3</td><td>3</td></tr> <tr><td>Diazepam/ <i>Diazepam</i></td><td>3</td><td>3</td></tr> <tr><td>Lorazepam/ <i>Lorazepam</i></td><td>3</td><td>3</td></tr> <tr><td>Oxazepam/ <i>Oxazepam</i></td><td>3</td><td>3</td></tr> <tr><td>Nordiazepam/ <i>Nordiazepam</i></td><td>3</td><td>3</td></tr> <tr><td>Tramadol/ <i>Tramadol</i></td><td>5</td><td>5</td></tr> <tr><td>Cocaetilo/ <i>Cocaethyl</i></td><td>5</td><td>5</td></tr> <tr><td>Fenciclidina/ <i>Phencyclidine</i></td><td>2</td><td>2</td></tr> <tr><td>Dextropropoxifeno/ <i>Dextropropoxyphene</i></td><td>2</td><td>2</td></tr> <tr><td>Zolpidem/ <i>Zolpidem</i></td><td>10</td><td>10</td></tr> <tr><td>Amitriptilina/ <i>Amitriptyline</i></td><td>2</td><td>2</td></tr> <tr><td>Difenhidramina/ <i>Diphenhydramine</i></td><td>2</td><td>2</td></tr> <tr><td>Oxicodona/ <i>Oxycodone</i></td><td>5</td><td>5</td></tr> </tbody> </table>	Sustancia/Substance	LOQ ng/mL (SALIVA)/ (Saliva)	LOQ ng/mL (SANGRE)/ (blood)	Morfina/ <i>Morphine</i>	2	2	Codeína/ <i>Codeine</i>	5	5	6-MAM (6-monoacetil morfina)/ <i>6-MAM (6-monoacetyl morphine)</i>	2	2	Heroína/ <i>Heroin</i>	5	5	Anfetamina/ <i>Amphetamine</i>	15	15	Metanfetamina/ <i>Methamphetamine</i>	15	15	3,4-MDA (3,4-metilendioxfanfetamina)/ 3,4- <i>MDA (3,4- Methyleneoxyamphetamine)</i>	15	15	3,4-MDMA (3,4- metilendioximetanfetamina)/ 3,4-MDEA <i>(3,4- methylenedioxyamphetamine)</i>	15	15	3,4-MDEA (3,4-metilendioxi-etilamfetamina)/ <i>3,4-MDEA (3,4- methylenedioxyethylamphetamine)</i>	15	15	Cocaína/ <i>Cocaine</i>	8	8	Benzoilecgonina/ <i>Benzoylecgonine</i>	8	8	Metadona/ <i>Methadone</i>	10	10	Ketamina/ <i>Ketamine</i>	2	2	LSD (dietilamida del ácido lisérgico)/ <i>LSD</i> <i>(Lysergic Acid Diethylamide)</i>	2	2	d9-THC (d9-tetrahidrocannabinol)/ <i>d9-THC</i> <i>(d9-tetrahydrocannabinol)</i>	2	2	7-amino-flunitrazepam/ <i>7-amino- flunitrazepam</i>	5	5	7-amino-clonazepam/ <i>7-amino-clonazepam</i>	5	5	Alprazolam/ <i>Alprazolam</i>	3	3	Diazepam/ <i>Diazepam</i>	3	3	Lorazepam/ <i>Lorazepam</i>	3	3	Oxazepam/ <i>Oxazepam</i>	3	3	Nordiazepam/ <i>Nordiazepam</i>	3	3	Tramadol/ <i>Tramadol</i>	5	5	Cocaetilo/ <i>Cocaethyl</i>	5	5	Fenciclidina/ <i>Phencyclidine</i>	2	2	Dextropropoxifeno/ <i>Dextropropoxyphene</i>	2	2	Zolpidem/ <i>Zolpidem</i>	10	10	Amitriptilina/ <i>Amitriptyline</i>	2	2	Difenhidramina/ <i>Diphenhydramine</i>	2	2	Oxicodona/ <i>Oxycodone</i>	5	5	Procedimiento interno <i>Internal Procedure</i> LCMS-0004 Rev. 14 LCMS-0010 Rev. 9
Sustancia/Substance	LOQ ng/mL (SALIVA)/ (Saliva)	LOQ ng/mL (SANGRE)/ (blood)																																																																																													
Morfina/ <i>Morphine</i>	2	2																																																																																													
Codeína/ <i>Codeine</i>	5	5																																																																																													
6-MAM (6-monoacetil morfina)/ <i>6-MAM (6-monoacetyl morphine)</i>	2	2																																																																																													
Heroína/ <i>Heroin</i>	5	5																																																																																													
Anfetamina/ <i>Amphetamine</i>	15	15																																																																																													
Metanfetamina/ <i>Methamphetamine</i>	15	15																																																																																													
3,4-MDA (3,4-metilendioxfanfetamina)/ 3,4- <i>MDA (3,4- Methyleneoxyamphetamine)</i>	15	15																																																																																													
3,4-MDMA (3,4- metilendioximetanfetamina)/ 3,4-MDEA <i>(3,4- methylenedioxyamphetamine)</i>	15	15																																																																																													
3,4-MDEA (3,4-metilendioxi-etilamfetamina)/ <i>3,4-MDEA (3,4- methylenedioxyethylamphetamine)</i>	15	15																																																																																													
Cocaína/ <i>Cocaine</i>	8	8																																																																																													
Benzoilecgonina/ <i>Benzoylecgonine</i>	8	8																																																																																													
Metadona/ <i>Methadone</i>	10	10																																																																																													
Ketamina/ <i>Ketamine</i>	2	2																																																																																													
LSD (dietilamida del ácido lisérgico)/ <i>LSD</i> <i>(Lysergic Acid Diethylamide)</i>	2	2																																																																																													
d9-THC (d9-tetrahidrocannabinol)/ <i>d9-THC</i> <i>(d9-tetrahydrocannabinol)</i>	2	2																																																																																													
7-amino-flunitrazepam/ <i>7-amino- flunitrazepam</i>	5	5																																																																																													
7-amino-clonazepam/ <i>7-amino-clonazepam</i>	5	5																																																																																													
Alprazolam/ <i>Alprazolam</i>	3	3																																																																																													
Diazepam/ <i>Diazepam</i>	3	3																																																																																													
Lorazepam/ <i>Lorazepam</i>	3	3																																																																																													
Oxazepam/ <i>Oxazepam</i>	3	3																																																																																													
Nordiazepam/ <i>Nordiazepam</i>	3	3																																																																																													
Tramadol/ <i>Tramadol</i>	5	5																																																																																													
Cocaetilo/ <i>Cocaethyl</i>	5	5																																																																																													
Fenciclidina/ <i>Phencyclidine</i>	2	2																																																																																													
Dextropropoxifeno/ <i>Dextropropoxyphene</i>	2	2																																																																																													
Zolpidem/ <i>Zolpidem</i>	10	10																																																																																													
Amitriptilina/ <i>Amitriptyline</i>	2	2																																																																																													
Difenhidramina/ <i>Diphenhydramine</i>	2	2																																																																																													
Oxicodona/ <i>Oxycodone</i>	5	5																																																																																													

PRODUCTO/ MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCTS/MATERIALS TESTED</i>	ENSAYO <i>TYPE OF TEST</i>	NORMA/ PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE</i>
Sangre total y orina <i>Blood and Urine</i>	Etanol mediante HeadSpace/Cromatografía de Gases con detector de ionización de llama (FID) LOQ = 0,05 g/L <i>Ethanol using HeadSpace / Gas Chromatography with flame ionization detector (FID) LOQ = 0,05 g/L</i>	Procedimiento interno <i>Internal procedure</i> CG-0001 Rev. 7